



ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USE: This brace is designed to alleviate pain by supporting the body in guiding and stabilizing the knee joint.

INDICATIONS: For patients with symptoms, physical findings or radiographic evidence of moderate to severe unicompartmental knee osteoarthritis, post-operative meniscal repair only where unicompartmental unloading is indicated, or varus-valgus conditions that may benefit from unicompartmental unloading.

CONTRAINDICATIONS: Do not use if you are allergic to any of the materials contained within this product.

WARNING AND PRECAUTIONS:

The brace was designed to complement the variety of medical treatments common to the above afflictions and should be used under the supervision of a medical professional who will determine the frequency, duration and directions of use. This device is to be prescribed and fitted by a qualified healthcare professional. ROM should be maintained without supervision of a medical professional. If you experience any pain, discomfort, swelling, sensation changes, circulation problems, or any unusual reactions while using the brace, consult a medical professional immediately. If you develop an allergic reaction and/or experience itchy, red skin after coming into contact with any part of this device, please stop using it and contact your healthcare professional immediately. The brace should be worn only when instructed. The brace is intended for use on a single patient and is not intended for use in contact sports. Braces should not be worn on both right and left legs during activities that may cause the braces to contact each other resulting in potential loss of control and injury. The brace should be snug but not impair circulation. Consult a medical professional for your activity limitations. Do not use over open wounds. Do not use the device if it is damaged and/or the packaging has been opened.

Note: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

PRE-APPLICATION INFORMATION: (ONLY DONE AT INITIAL FITTING)

1. Disconnect magnetic latches on Thigh and Calf
2. While sitting on the edge of a chair, flex the leg at 45 degrees, position hinge at top of the knee cap and slightly in front of midline of the leg on the affected compartment (Figure 1)
3. Connect the magnetic latches on Thigh and Calf and ensure buckles are in closed position (Figure 2)
4. Tighten Thigh and Calf circumferential straps to snug fit, trim excess material (Figure 3)
5. Straighten leg, position central harness on unaffected side of knee joint with leading edge centered at midline of leg (Figure 4)
6. While holding the position of the central harness, separate posterior Thigh load strap from allogator bar of central harness, pull leg re-attach to allogator bar, trim excess material. Repeat for Calf (Figure 4)
7. Ensure BOA™ dials are in fully extended position by rotating dial counterclockwise and pulling straps towards back of the knee
8. While holding the position of the central harness, separate anterior Thigh load strap from allogator bar of central harness, pull tight, re-attach to allogator bar, trim excess material. Repeat for Calf (Figure 5)
9. For Thigh tensioning, move leg back into flexed 45 degree position, rotate BOA™ dials clockwise to tighten as necessary, note location on printed graduated scale. Repeat for Calf (Figure 6)

APPLICATION INFORMATION:

1. Disconnect magnetic latches on Thigh and Calf
2. While sitting on the edge of a chair, flex the leg at 45 degrees, position hinge at top of the knee cap and slightly in front of midline of the leg on the affected compartment (Figure 1)
3. With buckles in the open position, connect the magnetic latches on Thigh and Calf
4. Bring Thigh and Calf buckles to closed position
5. Adjust Thigh and Calf circumferential straps as necessary

ADJUSTING TELESCOPIC CUFFS:

1. Remove either Thigh or Calf Cuff lining pad by pulling pad away from cuff
2. Using a standard flat head screwdriver, rotate screw head counterclockwise to remove. Hold on to screw
3. Repeat for second screw
4. Lift bar up away from Cuff and re-position to desired location
5. Insert screw through cutout on upright bar and tighten in to threaded insert until 2 clicks are reached indicating full engagement
6. Repeat for second screw
7. Secure lining pad by placing over inside surface of cuff, ensure full coverage, and lightly press into place over velcro engagement

HINGE STOP INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Detach condyle pad. For extension stops, loosen, and remove 4-40 screw (remove any existing stop). Insert desired extension stop into the front of hinge aligning single notch, re-insert and tighten screw. Similarly for flexion stops, loosen, and remove 4-40 screw, insert desired flexion stop into back of hinge aligning both notches, re-insert and tight screw.

Extension Stops: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Flexion Stops: 20°, 30°, 60°, 75°, 90°

CLEANING INSTRUCTIONS: Hand wash in warm water using mild soap, rinse thoroughly. AIR DRY. Note: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

Intended for use on a single patient. Rx Only

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



2



3



4



5



6

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

USO PREVISTO: Esta abrazadera está diseñada para aliviar el dolor mediante el apoyo al cuerpo al parar y estabilizar la articulación de la rodilla.

INDICACIONES: Para pacientes con síntomas, resultados de exámenes físicos o evidencia radiográfica de artrosis de rodilla unicompartmental de moderada a grave, reparación posoperatoria de menisco solamente cuando está indicada la descarga unicompartmental o aflecciones varo-valgo que se pueden beneficiar de la carga unicompartmental.

CONTRAINDICACIONES: No usar si es alérgico a alguno de los materiales que contiene este producto.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES:

La abrazadera se diseñó para complementar los diversos tratamientos médicos habituales para las afecciones mencionadas anteriormente y se debe utilizar bajo la supervisión de un profesional médico que determine la frecuencia, duración e instrucciones de uso. Este dispositivo debe ser prescrito por un profesional médico cualificado, quien debe colocarlo. Las configuraciones de ROM no se deben cambiar sin la supervisión de un profesional médico. Si experimenta dolor, malestar, inflamación, cambios de sensibilidad, problemas de circulación o cualquier reacción inusual al usar esta abrazadera, consulte con un profesional médico inmediatamente. Si tiene una reacción alérgica o experimenta picazón y la piel se enrojece después de entrar en contacto con cualquier parte de este dispositivo, deje de usarlo de inmediato y contacte con su médico. La abrazadera debe colocarse directamente sobre la piel seca. La abrazadera debe usarse en un único paciente y no está indicada para deportes de contacto. Para evitar que las abrazaderas causen lesiones y pérdida de control al entrar en contacto entre sí o con el otro, eviten el contacto durante la interacción. La ejecución de actividades. La abrazadera debe quedar bien ajustada, pero sin impedir la circulación. Consulte con un médico acerca de sus restricciones específicas en cuanto a actividades. No utilizar sobre heridas abiertas. No usar este dispositivo si está embarazada o si empapa heridas abiertas. Nota: Póngase en contacto con el fabricante y la autoridad competente en caso de que se produzca un incidente grave debido al uso de este dispositivo.

INSTRUCCIONES SOBRE LA REUTILIZACIÓN: (SOLO DURANTE EL AJUSTE INICIAL)

1. Desacople los cierres magnéticos del muslo y de la pantorrilla
2. Sentado en el borde de una silla, flexione la pierna a 45 grados, coloque la bisagra en la parte superior de la rótula y a poco adelantada de la línea media de la pierna en el compartimento afectado (Figura 1)
3. Acepte los cierres magnéticos de la pierna y de la pantorrilla para asegurarse de que las hebillas están en posición cerrada (Figura 2)
4. Apriete las correas circunferenciales del muslo y la pantorrilla para lograr un ajuste perfecto, recorte el material sobrante (Figura 3)
5. Enderece la pierna, coloque la correa central sobre el lado sano de la articulación de la rodilla con el extremo delantero centrado en la línea media de la pierna (Figura 4)
6. Mientras mantiene la posición de la correa central, separe la correa de carga del muslo anterior de la lengüeta de cocodrilo de la correa central, tire con fuerza, vuelva a sujetar a la lengüeta de cocodrilo, recorte el material sobrante. Repita el procedimiento para la pantorrilla (Figura 4)
7. Asegure que los dials BOA™ están totalmente extendidos grande el dial en sentido antihorario y tirando de las correas hacia la parte posterior de la rodilla
8. Mientras mantiene la posición de la correa central, separe la correa de carga del muslo anterior de la lengüeta de cocodrilo de la correa central, tire con fuerza, vuelva a sujetar a la lengüeta de cocodrilo, recorte el material sobrante. Repita el procedimiento para la pantorrilla (Figura 5)
9. Para tensar el muslo, vuelva a flexionar la pierna a 45 grados, gire los dials BOA™ en sentido horario para apretarlos según sea necesario, observe la escala graduada impresa. Repita el procedimiento para la pantorrilla (Figura 6)

INSTRUCCIONES SOBRE LA COLOCACIÓN:

1. Desacople los cierres magnéticos del muslo y de la pantorrilla
2. Sentado en el borde de una silla, flexione la pierna a 45 grados, coloque la bisagra en la parte superior de la rótula y a poco adelantada de la línea media de la pierna en el compartimento afectado (Figura 1)
3. Con las hebillas abiertas, acepte los cierres magnéticos sobre el muslo y la pantorrilla
4. Cierre las hebillas del muslo y de la pantorrilla
5. Ajuste las correas circunferenciales del muslo y la pantorrilla según sea necesario

AJUSTE DE LOS MANGUITOS TELESCÓPICOS:

1. Retire las almohadillas de revestimiento del manguito para muslo o pantorrilla separando la almohadilla del manguito
2. Gire la cabeza del tornillo en sentido antihorario con un destornillador de cabeza plana estándar para retirarlo. Sujete para atomar
3. Repita el procedimiento para el segundo tornillo
4. Levante la barra alojándola del manguito y vuelva a colocar en la ubicación deseada
5. Inserte el tornillo a través de la abertura en la barra vertical y ajústelo al inserto osado hasta escuchar 2 clics que indican que se acoplaron totalmente
6. Repita el procedimiento para el segundo tornillo
7. Proteja la almohadilla de revestimiento colocándola sobre la superficie interior del manguito, asegúrese de que quede completamente cubierta y presiona suavemente en su lugar sobre el cierre de velcro

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL TOPE DE BISAGRA:

Desprenda la almohadilla para condilos. Para los topes de extensión, afloje y retire el tornillo 4-40 (retire cualquier tope de extensión existente). Inserte el tope de extensión deseado en el frente de la bisagra alineando una sola muesca, vuelva a insertar y apriete el tornillo. De manera similar para los topes de flexión, afloje y retire el tornillo 4-40, inserte el tope de flexión deseado en la parte posterior de la bisagra alineando ambas muescas, vuelva a insertar y apriete el tornillo.

Topses de extensión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Topses de flexión: 20°, 30°, 60°, 75°, 90°

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: Lávela a mano con agua tibia y jabón suave y enjuáguela bien. SECADO AL AIRE. Nota: Si no se enjuaga bien, los restos de jabón pueden provocar irritación y deteriorar el material.

GARANTÍA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte de la unidad y sus accesorios por defectos del material o de modo de obra por un período de seis meses a partir de la fecha de venta.

Diseñado para su utilización en un solo paciente. Solo con receta médica

NO FABRICADO CON LÁTEX DE CAUCHO NATURAL

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD, FORTALECIMIENTO, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

VERWENDUNGSZWECK: Diese Orthese dient zur Schmerzlinderung, indem sie den Körper bei der Führung und Stabilisierung des Kniegelenks unterstützt.

INDIKATIONEN: Für Patienten mit Symptomen, körperlichen Befunden oder radiografischen Hinweisen, die auf eine mittelschwere bis schwere unkompartimentelle Gonarthrose hindeuten, bei postoperativen Meniskusreparaturen nur dann, wenn eine unkompartimentelle Entlastung indiziert ist, oder bei Varus-Valgus-Erkrankungen, die von einer unkompartimentellen Entlastung profitieren können.

KONTRAINDIKATIONEN: Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der in diesem Produkt enthaltenen Stoffe allergisch sind.

WARNUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN: Die Orthese wurde entwickelt, um die Vielzahl an medizinischen Behandlungsmöglichkeiten für die oben aufgeführten Beschwerden zu ergänzen, und sollte unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft verwendet werden, durch die Häufigkeit, Dauer und Richtung der Verwendung bestimmt werden. Diese Vorrichtung ist verschreibungspflichtig und muss unter Aufsicht einer qualifizierten medizinischen Fachkraft angepasst werden. Die ROM-Einstellungen sind nicht zu ändern, es sei denn, Sie sind von einem qualifizierten Fachmann autorisiert. Wenn während der Verwendung der Orthese Schmerzen, Unwohlsein, Schwellungen, Empfindungsänderungen, Kreislaufstörungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, sofort Kontakt mit einem Arzt aufnehmen. Wenn eine allergische Reaktion auftritt und/oder Sie nach Kontakt mit einem Teil dieses Produkts eine juckende, gerötete Haut bemerken, das Produkt nicht länger verwenden und sofort Kontakt mit Ihrem Arzt aufnehmen. Der Stützapparat sollte direkt auf der trockenen Haut getragen werden. Die Orthese ist nur zum Gebrauch an einem Patienten vorgesehen. Die Verwendung bei Kontaktsportarten ist nicht zulässig. Bei Aktivitäten, während derer es zu Kontakten zwischen den beiden Stützapparaten kommen kann, sollten die Stützapparate nicht am rechten und linken Bein gleichzeitig getragen werden, um einen möglichen Verlust des Gleichgewichts und Verletzungen zu vermeiden. Die Orthese sollte fest sitzen, darf die Blutzirkulation jedoch nicht beeinträchtigen. Bezüglich der Einschränkung von Aktivitäten einen Arzt konsultieren. Nicht auf offenen Wunden verwenden. Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist und/oder die Verpackung geöffnet wurde. **Hinweis:** Der Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

INSTRUKTIONEN ZUR VERWENDUNG (NUR BEI DER ERSTANPASSUNG DURCHFÜHRBAR)

1. Magnetschlüsse an Oberschenkel und Wade öffnen
2. Auf eine Stuhlkante setzen und das Bein in einem Winkel von 45 Grad beugen, das Gelenk oben auf der Kniekehle und etwas vor der Mittellinie des Beins auf dem betroffenen Kompartiment positionieren (Abbildung 1)
3. Magnetschlüsse an Oberschenkel- und Wade schließen und sicherstellen, dass die Schnallen fest geschlossen sind (Abbildung 2)
4. Die umlaufende Gurte am Oberschenkel und an der Wade festziehen und überschüssiges Material abschneiden (Abbildung 3)
5. Strecken und mittlere Haltung an der nicht betroffenen Seite des Kniegelenks positionieren, wobei die Vorderkante auf der Mittellinie des Beins aufliegt (Abbildung 4)
6. Während der mittleren Haltung in Position gehalten wird, den hinteren Oberschenkel- und mittlere Haltegurt von der Befestigung am mittleren Haltegurt trennen, festziehen, wieder anbringen und überschüssiges Material abschneiden. Für die Wade wiederholen (Abbildung 4)
7. Sicherstellen, dass die BOA™ Einsteller vollständig herausgedreht sind. Dazu das Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Gurt in Richtung Kniekehle ziehen
8. Während der mittleren Haltung in Position gehalten wird, den vorderen Oberschenkel- und mittlere Haltegurt von der Befestigung am mittleren Haltegurt trennen, festziehen, wieder anbringen und überschüssiges Material abschneiden. Für die Wade wiederholen (Abbildung 5)
9. Zur Spannungszeugung am Oberschenkel das Bein in eine gebeugte 45-Grad-Position bringen, das BOA™ Einstellrad zur Befestigung im Uhrzeigersinn drehen und die Position auf der aufgedruckten Skala beschreiben. Für die Wade wiederholen (Abbildung 6)

ANWENDUNGSGRUNDLAGEN:

1. Magnetschlüsse an Oberschenkel und Wade öffnen
2. Auf eine Stuhlkante setzen und das Bein in einem Winkel von 45 Grad beugen, das Gelenk oben auf der Kniekehle und etwas vor der Mittellinie des Beins auf dem betroffenen Kompartiment positionieren (Abbildung 1)
3. Bei geöffneten Schnallen die Magnetschlüsse an Oberschenkel und Wade schließen
4. Oberschenkel- und Wadenschlingen in die geschlossene Position bringen
5. Reguliere die Cinchie circumferenzial della coscia e del polpaccio come necessario.

ANPASSES DER TELESKOPMANSCHETTEN:

1. Das Polster der Oberschenkel- oder Wadenmanschette durch Wegziehen von der Manschette entfernen
2. Das Schraubenschlüssel zum Entfernen mit einem Standard-Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Schraube festhalten
3. Für die zweite Schraube wiederholen
4. Die Stange von der Manschette abheben und an der gewünschten Stelle positionieren
5. Schraube durch die Aussparung an der aufrechten Stange führen und im Gewindeansatz festziehen, bis 2 Klicks erreicht sind, welche das vollständige Einrasten anzeigen
6. Für die zweite Schraube wiederholen
7. Das Polster zum Befestigen auf die Innenseite der Manschette legen, sicherstellen, dass das Polster vollständig abgedeckt ist, und dann mit leichtem Druck auf dem Klettverschluss anbringen

INSTALLATIONSANWEISUNGEN FÜR GLENK-ANSCHLAGSTÜCKE:

Kondylengelenk abnehmen. Für Streckungsanschlagstücke die 4-40er-Schraube lösen und entfernen (vorherhinens Anschlag entfernen). Das Gelenk in die gewünschte Verlängerungsposition einstellen. Einsetzen und die einzelne Einbuchtung ausrichten, erneut einsetzen und die Schraube festziehen. Für Beugungsanschlagstücke analog vorgehen. Die 4-40er-Schraube lösen und entfernen, das gewünschte Beugungsanschlagstück hinten in das Gelenk einsetzen und beide Einbuchtungen ausrichten, erneut einsetzen und die Schraube festziehen.

Streckungs-Anschlagstücke: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Flexions-Anschlagstücke: 20°, 30°, 60°, 75°, 90°

ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG:

Von Hand in warmem Wasser mit milder Seife waschen und gründlich abspülen. AN DER LUFT TROCKNEN LASSEN. **NOTA:** Seil Orthese nicht gründlich abspülen, wenn Seifenreste auf der Orthese zurückbleiben, können Seifenreste Hautreizungen verursachen und das Material angreifen.

GARANTIE: DJO, LLC gewährleistet bei Material- oder Herstellungsfehlern die Reparatur bzw. den Austausch des vollständigen Produkts oder eines Teils des Produkts und aller Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Kaufdatum.

Vorgesehen zur Verwendung an nur einem Patienten. Verschreibungspflichtig

NICHT AUS NATURLATKCAUCHLATEX HERGESTELLT

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTERT EINSATZ MODERNSER VERFAHREN MINIMALE VERFORMUNGEN BEI DER FUNKTION, FESTIGKEIT, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEGEBEN WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMEIDEN WERDEN KÖNNEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

USO PREVISTO: questo tutore è progettato per alleviare il dolore sostenendo il corpo nella guida e nella stabilizzazione dell'articolazione del ginocchio.

INDICAZIONI: per pazienti con sintomi, reperti fisici o evidenze radiografiche di osteoartrite monocompartimentale del ginocchio da moderata a grave, riparazione meniscale post-operatoria solo quando è indicato lo scarico monocompartimentale, o condizioni di varismo-valgismo che possono beneficiare dello scarico monocompartimentale.

CONTRAINDICAZIONI: non utilizzare se si è allergici a uno qualsiasi dei materiali contenuti in questo prodotto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:

Il tutore è stato progettato per complementare i diversi trattamenti medici comuni alla patologia di cui sopra e deve essere usato sotto la supervisione di un medico qualificato il quale avrà il compito di stabilire la frequenza, la durata e le indicazioni d'uso del prodotto. Questo dispositivo deve essere prescritto e applicato da un operatore sanitario qualificato. Le impostazioni del ROM non devono essere modificate senza la supervisione di un medico. Qualora si avvertano dolore, disagio, gonfiore, modifiche nelle sensazioni o qualsiasi reazione inconsueta, interrompere immediatamente l'uso del tutore e contattare il produttore. Se si avverte una reazione allergica o si nota un'eruzione cutanea dopo il contatto con qualsiasi parte di questo dispositivo, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare il produttore. Il tutore deve essere usato direttamente sulla cute asciutta. Il tutore è indicato per l'uso su un solo paziente e non deve essere usato per la pratica di sport ad alto impatto. Il tutore non deve essere indossato su entrambe le gambe destra e sinistra durante attività che possono causare il contatto di un tutore con l'altro, provocando danni alla cartilagine e infiammazioni. L'uso di tutore deve essere ben aderente, ma non deve ostacolare la circolazione. In caso di dubbi sulle limitazioni relative all'attività fisica, consultare un medico qualificato. Non usare su ferite aperte. Non usare il dispositivo se risulta incinta o se la condizione di gravidanza è avanzata. Nota: in caso di gravi incidenti dovuti all'uso di questo dispositivo, contattare il produttore e l'autorità competente.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE: (SOLO ALLA PRIMA APPLICAZIONE)

1. Scollegare le chiusure magnetiche su coscia e polpaccio.
2. Mettersi a sedere sul bordo di una sedia, flettere la gamba a 45 gradi, posizionare la cerniera sulla sommità della rotula e leggermente davanti alla linea mediana della gamba sul comparto interessato (Figura 1).
3. Collegare le chiusure magnetiche su coscia e polpaccio e assicurarsi che le fibbie siano in posizione chiusa (Figura 2).
4. Stringere le cinghie circumferenziali della coscia e del polpaccio in modo da renderle aderenti e tagliare il materiale in eccesso (Figura 3).
5. Reddizzare la gamba, posizionare l'imbracatura centrale sul lato non interessato dall'articolazione del ginocchio con il bordo anteriore centrato sulla linea mediana della gamba (Figura 4).
6. Mantenendo la posizione dell'imbracatura centrale, separare la cinghia di carico posteriore della coscia dalla linguetta a coccodrillo dell'imbracatura centrale, stringere, riattaccare alla linguetta a coccodrillo e rifinire il materiale in eccesso. Ripetere l'operazione per il polpaccio (Figura 4).
7. Assicurarsi che i dischi BOA™ siano in posizione completamente estesa ruotando il quadrante in senso antiorario e tirando le cinghie verso la parte posteriore del ginocchio.
8. Mantenendo la posizione dell'imbracatura centrale, separare la cinghia di carico anteriore della coscia dalla linguetta a coccodrillo dell'imbracatura centrale, stringere, riattaccare alla linguetta a coccodrillo e rifinire il materiale in eccesso. Ripetere l'operazione per il polpaccio (Figura 4).
9. Per il tensionamento della coscia, portare la gamba in posizione flessa a 45 gradi e ruotare i dischi BOA™ in senso orario per stringere come necessario; annotare la posizione sulla scala graduata stampata. Ripetere l'operazione per il polpaccio (Figura 6).

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE:

1. Scollegare le chiusure magnetiche su coscia e polpaccio.
2. Mettersi a sedere sul bordo di una sedia, flettere la gamba a 45 gradi, posizionare la cerniera sulla sommità della rotula e leggermente davanti alla linea mediana della gamba sul comparto interessato (Figura 1).
3. Con le fibbie in posizione aperte, collegare le chiusure magnetiche su coscia e polpaccio.
4. Portare le fibbie di coscia e polpaccio in posizione chiusa.
5. Regolare le cinghie circumferenziali della coscia e del polpaccio come necessario.

AREGOLEAZIONE DEI MANICOTTI TELESCOPICI:

1. Rimuovere il cuscinetto di rivestimento del manico con un coccodrillo a polpaccio tirandolo estraendolo dal manico.
2. Utilizzando un cacciavite standard a testa piatta, ruotare la testa del manico in senso antiorario per rimuoverlo. Tenere la vite.
3. Ripetere per la seconda vite.
4. Sollevare la barra dal manico e riposizionarla nella posizione desiderata.
5. Inserire la vite attraverso la fessura sulla barra verticale e stringerla nell'inserto filettato fino a raggiungere 2 scatti che indicano l'innesto completo.
6. Ripetere per la seconda vite.
7. Fissare il cuscinetto di rivestimento posizionandolo sulla superficie interna del manico; assicurarsi di aver coperto la completa e premeendo leggermente in posizione sull'innesto del tubo.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEL FERMO DELLA CERNIERA:

staccare i cuscinetti del condilo. Per i fermi di estensione, allentare e rimuovere la vite 4-40 (rimuovere il fermo esistente). Inserire il fermo di estensione desiderato nella parte anteriore della cerniera allineando la singola tacca, reinserire e stringere la vite a 45°. Per i fermi di flessione, allentare e rimuovere la vite 4-40, inserire il fermo di flessione desiderato nella parte posteriore della cerniera allineando entrambi le tacche, reinserire e serrare la vite.

Fermi di estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Fermi di flessione: 20°, 30°, 60°, 75°, 90°

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:

lavare a mano in acqua calda con sapone delicato, risciacquare abbondantemente. LASCIARE ASCIUGARE ALL'ARIA. Nota: se il prodotto non viene risciacquato e pulito, possono rimanere residui di sapone provocare irritazioni o il deterioramento del materiale.

GARANZIA: DJO, LLC rimpiazzerà o sostituirà l'intero prodotto o parti di esso e i relativi accessori in caso di difetti nel materiale o nella lavorazione per un periodo di sei mesi dalla data di acquisto.

Il presente prodotto è destinato all'uso su un solo paziente. Solo su prescrizione

NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO CHE OFFRA IL MASSIMO DELLA DURABILITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E BENESSERE, NON VIENE DATA ALCUNA GARANZIA CHE L'USO DI TALE PRODOTTO POSSA PREVENIRE LESIONI.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION PRÉVUE : Cette orthèse est conçue pour soulager la douleur en aidant le corps à guider et à stabiliser l'articulation du genou.


INDICATIONS : Pour les patients présentant des symptômes, des signes physiques ou radiographiques d'arthrose unicompartmentale modérée à sévère du genou, une réparation méniscale postopératoire uniquement lorsque la mise en décharge unicompartmentale est indiquée, ou des conditions de varus-valgus pouvant bénéficier d'une mise en décharge unicompartmentale.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des matériaux contenus dans ce produit.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS : L'orthèse a été conçue en tant que complément d'une variété de traitements médicaux communs aux affections ci-dessus et doit être utilisée sous la supervision d'un professionnel de la médecine qui doit déterminer la fréquence, la durée et les instructions d'utilisation. Ce dispositif doit être prescrit et ajusté par un professionnel, de sorte qu'elle soit qualifiée. Les réglages de ROM ne doivent pas être modifiés sans la supervision d'un professionnel de la santé. En cas de douleur, d'inconfort, de gonflement, d'altération sensorielle, de problèmes circulatoires ou de toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation de l'orthèse, consulter immédiatement le professionnel de santé. Si vous remarquez une réaction allergique ou si vous avez une éruption cutanée après votre contact avec cette partie quelconque de ce dispositif, cessez d'utiliser et contactez immédiatement votre professionnel de santé. L'orthèse doit être portée directement contre la peau. L'orthèse est destinée à être utilisée sur un seul patient et n'est pas conçue pour une utilisation dans les sports de contact. Les orthèses ne doivent pas être portées sur les jambes droites et gauches durant des activités présentant un risque de contact entre les jambes droites et gauches. L'orthèse doit être utilisée avec précaution. L'orthèse doit être bien ajustée, sans toutefois entraver la circulation. Consulter un professionnel de santé pour les limitations d'activités applicables. Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes. Ne pas utiliser le dispositif si est enceinte ou si vous êtes allergique à l'un des matériaux contenus dans ce produit. **Remarque :** Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.

INFORMATIONS AVANT L'APPLICATION : (UNIQUEMENT LORS DE L'INSTALLATION INITIALE)

1. Déconnecter les fermoirs magnétiques sur la cuisse et le mollet.
2. En position assise sur le bord d'une chaise, fléchir la jambe à 45 degrés, positionner la charnière au-dessus de la rotule et légèrement en avant de la ligne médiane de la jambe sur la partie affectée (Figure 1).
3. Connecter les fermoirs magnétiques sur la cuisse et le mollet et s'assurer que les boucles sont en position fermées (Figure 2)
4. Serrer les sangles circumferentielles de la cuisse et du mollet pour qu'elles soient bien ajustées, couper l'excédent de sangle (Figure 3)
5. Étendre la jambe et maintenir la position centrale sur le côté non affecté de l'articulation du genou avec le bord droit/centre sur la ligne médiane de la jambe (Figure 4)
6. Tout en maintenant la position du harnais central, détacher la sangle de maintien antérieure de la cuisse de la boucle crocodile du harnais central, tirer fermement, rattachar à la boucle crocodile, couper l'excédent de sangle. Répéter pour le mollet (Figure 4)
7. S'assurer que les cadrans BOA™ sont en position d'extension complète en tournant le cadrant dans le sens antihoraire et en tirant les sangles vers l'arrière du genou
8. Tout en maintenant la position du harnais central, détacher la sangle de maintien antérieure de la cuisse de la boucle crocodile du harnais central, tirer



DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILSIGTET BRUG: Denne skinne er designet med henblik på at lindre smerter ved at støtte kroppen med at styre og stabilisere knæledet.

INDIKATIONER: Til patienter med symptomer, fysisk konstateret eller radiologisk påvist unkompartamentel osteoarthritis i knæet, postoperativ menisksreparation udelukkende, hvor fjernelse af unkompartamentel beskadiget menisker, eller varus-valgus-tilstand, der kan drage fordel af fjernelse af unkompartamentel beskadiging.

KONTRAINDIKATIONER: Brug ikke produktet, hvis du er allergisk over for nogle af materialerne i dette produkt.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:

Skinnen er udviklet med henblik på at supplere forskellige behandlinger i forbindelse med ovenstående ledetser og bør anvendes under vejledning af en læge, som afgår hvor ofte og hvor længe, skinnen skal anvendes, samt brugsanvisninger. Dette produkt skal ordineres og tilpasses af en læge. Den har henholdsvis ROM-indstillinger, må ikke ændres, medmindre det sker under opsyn af en læge. Hvis der under brug af skinnen opstår smerter, ubehag, hævelser, følelsesmæssige forandringer, kredsløbsproblemer eller andre usædvanlige reaktioner, skal en læge straks kontaktes. Hvis du skulle opleve en allergisk reaktion over for skinnen, skal du straks kontakte læge og have været i kontakt med produktet, bedes du straks kontakte en sundhedsfaglig person. Skinnet skal bæres direkte mod den tørre hud. Skinnet er beregnet til brug på en enkelt patient og er ikke beregnet til brug i forbindelse med kontaktsport. Skinnet bør ikke bruges på både højre og venstre ben under aktiviteter, hvor skinnen kan komme i kontakt med hinanden og medføre tab af kontrol og skader. Skinnet skal sidde tæt, men må ikke hæmme blodcirkulationen. Spørg en læge om begrænsninger i forbindelse med dine aktiviteter. Må ikke anvendes over åbne sår. Brug ikke dette produkt, hvis det er beskadiget, og/eller emballagen er blevet åbnet. **Bemærk:** Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af en alvorlig hændelse som følge af anvendelsen af dette produkt.

VEJLEDNING FØR PÅFØRING: (UDFØRES KUN VED FØRSTE IJBRTAGNING)

- Frakobl de magnetiske lukninger på lår og læg
- Mens du sidder på kanten af en stol, skal du bøje benet 45 grader, anbringe hengslet øverst på knæet og lidt foran benets midtlinje på det berørte kammer (Figur 1)
- Forbind de magnetiske lukninger på lår og læg, og sørg for, at spænderne er i den lukkede position (Figur 2)
- Stram lår- og lægremmene, så de sidder godt til, afkør overskydende materiale (Figur 3)
- Bet benet ud, anbring den midterste seles på den side af knæledet, der ikke er berørt, med forkanten centreret på benets midtlinje (Figur 4)
- Mens den midterste seles position fastholdes, skal den bageste lærrem adskilles fra den midterste seles krokodilletækkeme, og den skal trækkes til og fastgøres til krokodilletækkemen igen. Klip overskydende materiale. Gentag med læggen (Figur 5)
- Sørg for, at BOA™-knapperne er i den helt udstrakte position ved at dreje knappen mod uret og trække remmene mod knæets bagside
- Mens den midterste seles position fastholdes, skal den forreste lærrem adskilles fra knæledet, og fastgøres til krokodilletækkemen igen. Klip overskydende materiale. Gentag med læggen (Figur 5)
- For lårtilspænding skal benet igen være i den 45 graders bøjede position, BOA™-knapperne skal drejes med uret for at stramme efter behov. Bemærk placeringen på den trykte graderede skala. Gentag med læggen (Figur 6)

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE:

- Frakobl de magnetiske lukninger på lår og læg
- Mens du sidder på kanten af en stol, skal du bøje benet 45 grader, anbringe hengslet øverst på knæet og lidt foran benets midtlinje på det berørte kammer (Figur 1)
- Med spænderne i den åbne position forbindes de magnetiske lukninger på lår og læg
- Bring lår- og lægspænderne til den lukkede position
- Juster lår- og lægremmene efter behov

JUSTERING AF TELESKOPMANCHETTER:

- Fjern enten lår- eller lægmanchettens foringspude ved at trække poden væk fra manchetter
- Brug en almindelig skrueværktøj til at dreje skruen mod uret for at fjerne den. Hold fast i skruen
- Gentag med den anden skruer
- Loft stangen op og væk fra manchetter, og flyt den til den ønskede placering
- Sæt skruen gennem udskæringen på den oprejste stang, og spænd den fast i gevindet, indtil der opnås 2 klik, hvilket indikerer fuld tilklibing
- Gentag med den anden skruer
- Fastgør foringspuden ved at placere den over manchettens indvendige overflade. Sørg for fuld dækning, og tryk den tæt på plads over vedrøkkningen

MONTERINGSANVISNINGER TIL HENGSELSTOPP: Læs kondlypuden. Ved montering af lår- og lægskruen (fjern evt. lår- og lægskruen (fjern evt. eksisterende stop) Isæt det ønskede forlængelsesstop foran på hengslet ved at få det enkelte låt til at flugte. Sæt skruen i igen, og stram den. Tilsvarende for bøjningsstop skal 4-40-skruen løsnes og fjernes. Isæt det ønskede bøjningsstop bag på hengslet ved at få begge hak til at flugte. Sæt skruen igen, og stram den.

Forlængelsesstop: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Bøjningsstop: 20°, 30°, 60°, 75°, 90°

RENGØRINGSVEJLEDNING: Håndvask i varmt vand med mild sæbe, og skyl grundigt. LUFFTØRKES. Bemærk: Hvis produktet ikke skylles grundigt, kan resterende sæbe forårsage irritation og nedbrude materialet.

GARANTI: DJQ, LLC reparerer eller udskifter hele produktet eller dele deraf samt des tilløbher ved materiale- eller produktionsfejl i en periode på seks måneder fra købsdatoen.

Beregnet til brug til en enkelt patient. Receptpligt IKKE FREMSTILLET MED NATURGUMMILATEX

ERKLÆRING: SELVOM DER ER GJORT ALT HVD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FØRENDE MAKSIMALE FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMLIGHED, ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UDNÅ DE LÆSIONER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.

SVENSKA

LÅS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRNART OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDD ANVÄNDNING: Denna ortos är utformad för att lindra smärta genom att hjälpa kroppen att styra och stabilisera knäleden.

INDIKATIONER: För patienter med symtom, fysiska fynd eller radiografisk evidens på mätlig till svår unkompartementell knärts, postoperativ menisksreparation endast där unkompartementell avlästning är indikerad, eller varus-valgus-tilstånd som kan gynnas av unkompartementell avlästning.

KONTRAINDIKATIONER: Använd inte om du är allergisk mot något av materialen i denna produkt.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

Ortosen har konstruerats för att komplettera de olika medicinska behandlingar som är vanliga i samband med ovannämnda tillstånd och ska användas under övervakning av sjukvårdspersonal som bestämmer hur ofta, hur länge och på vilket sätt enheten ska användas. Den här enheten ska ordnras och passas in av legitimerad sjukvårdspersonal. ROM-inställningar får inte ändras utan överensende av sjukvårdspersonal. Om du känner smärta, ubehag, svullnad, känselförändringar, cirkulationsstörningar eller ovanliga reaktioner när du använder ortosen skal du omedelbart kontakta sjukvårdspersonal. Om du får en allergisk reaktion eller upplever klåda och hudrodnad efter att ha kommit i kontakt med någon del av enheten ska du sluta använda den och omedelbart kontakta sjukvårdspersonal. Ortosen ska bäras direkt mot torr hud. Denna ortos är avsedd för användning på en patient och är inte avsedd för användning i samband med kontaktsport. Ortosen ska inte användas på både höger och vänstre ben under aktiviteter, där skinne kan komma i kontakt med hinanden och medföra tab av kontroll och skader. Skinnet skal sidde tätt, men må ikke hæmme blodcirkulationen. Spørg en læge om begrænsninger i forbindelse med dine aktiviteter. Må ikke anvendes over åbne sår. Brug ikke dette produkt, hvis det er beskadiget, og/eller emballagen er blevet åbnet. **Bemærk:** Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af en alvorlig hændelse som følge af anvendelsen af dette produkt.

INFORMATION INNAN APPLICERING: (ENDAST VID FÖRSTA INFORMATION)

- Koppla bort magnetspärren på lår och vad
- Sitt på kanten av en stol och bøj benet 45 grader, placera gångjärnet överst på knäskålen och något framför benets mittlinje på påverkat kompartiment (figur 1)
- Anslut magnetspärarna på lår och vad och se till att spännarna är i stängt läge (figur 2)
- Drå dra åt omgärdanden till lår och vad för att få en bra passform, ta bort överflödigt material (figur 3)
- Sträck ut benet, placera mittremsan på den övre kanten sidan av knäleden med den främre kanten centrerad på mitten av benet (figur 4)
- Håll fast mittremsan i sin position och separera det bakre delen från manchetten på knäledet, och fastgör den till krokodilfickan igen. Klip överflödigt material. Upprepa för vaden (figur 5)
- Justera BOA™-vreden är i fullt utsträckt läge genom att vrida vredet moturs och dra remmarna mot knäets bak sida
- Håll fast mittremsan i sin position och separera det främre lärlastningsbandet från mittremsan krokodilfick, dra åt, fast krokodilfickan igen, ta bort överflödigt material. Upprepa för vaden (figur 5)
- För lårtillspänding flyttar du benet tillbaka till 45 graders bøj läge, lösa BOA™-vreden medurs för att dra åt efter behov. Notera inställningen på den tryckta graderade skalan. Upprepa för vaden (figur 6)

INFORMATION OM APPLICERING:

- Koppla bort magnetspärren på lår och vad
- Sitt på kanten av en stol och bøj benet 45 grader, placera gångjärnet överst på knäskålen och något framför benets mittlinje på påverkat kompartiment (figur 1)
- Med spännarna i den åbne position forbindes de magnetiske lukninger på lår og læg
- Bring lår- og lægspænderne til den lukkede position
- Juster lår- og lægremmene efter behov

JUSTERA UTRÄGGBARA MANSCHETTER:

- Ta bort fodringsskuden från antingen låret eller vad genom att dra bort löst material
- Använd en vanlig skruvmejsel med platt huvud och vrid skruvhuvudet moturs för att ta bort den. Spåra skruven
- Upprepa för den andra skruven
- Lyft upp stängan från manchetter och flytta den till önskad plats
- Sätt in skruven genom utfasningen på den upprättställda stängan och dra åt i den gradade insatsen tills 2 klick uppås vilket anger fullständig insättning
- Upprepa för den andra skruven
- Fast föringspuden genom att placera den på insidan av manchetter, se till att den täcker hela ytan och tryck den lätt på plats över vedrökningsstället

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV GÅNGJÄRNSSTOPP: Läs grå kondlypuden. För uträgningsstop lossa och ta bort 4-40-skruven (ta bort eventuella befintliga stopp). Sätt in önskat uträgningsstop i gångjärnets främre del och passa in skåran, sätt in det igen och dra åt skruven. Gör på samma sätt för bøjningsstop, lossa och ta bort 4-40-skruven, sätt in önskat bøjningsstop på baksidan av gångjärnet så att båda skåramen är i linje sitt in och dra åt skruven igen.

Uträgningsstopp: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Bøjningsstopp: 20°, 30°, 60°, 75°, 90°

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER: Händigväska i varmt vatten med mild såpa, och skyl grundigt. LUFFTÖRKA. OBS! Ortosen inte skolska nog kan värtreter orsaka irritation och bryta ned materialet.

GARANTI: DJQ, LLC reparerar eller byter ut hela eller en del av enheten och dess tillbehör i händelse av material- eller tillverkningsfel under en period på seks månader från inköpsdatumet.

Avsedd för användning på en patient. Receptplagt EJ TILLVERKAD AV NATURGUMMILATEX

OBSI ALLA ANSTRÄNINGAR HAR 6 GJORTS OCH MODERN TEKNIK ANVÄNTS FÖR ATT UPPNÅ MAXIMAL ÖVERENSSTÄMMELSE AV FUNKTION, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMNAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALLA.

KÄYTTÖTARKOITUS: Tämä ortosi on suunniteltu lievittämään kipua toimallista kehoa ohjaamalla ja vakauttamalla polviniveltä.

KÄYTTÖAIHEET: Potilaille, joilla on oireita, fyysisiä löydöksiä tai röntgenkuvauksella saatua näyttöä, jotka viittaavat keskivaikeaan tai vaikeaan unkompartamenttiseen polven nivelriikkiin, ja leikkauksen jälkeiseen nivelriikkiin korjauksen vain siinä tapauksessa, että unkompartamenttinen kuormituksen poistaminen on aiheellista, tai varus-valgus-tiloihin, joissa unkompartamenttinen kuormituksen poistaminen voi olla hyödyllistä.

VASTA-AIHEET: Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen sisältämälle materiaalille.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET:

Ortosiin tarkoituksena on täydentää edellä mainittuun sairauteen yleisesti käytettyjä lääketieteellisiä hoitotoimia, ja sitä tulee käyttää käyttöohjeesta, -ajasta ja käyttöohjeista päättävän terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. Tämän tuotteen suo määrää ja asettaa paikalleen vain valtuutettu terveydenhuollon ammattilainen. ROM-asetuksia ei tule muuttaa ilman terveydenhuollon ammattihenkilön neuvontaa. Jos koet tää ortosia käyttäessäsi kipua, epämukavuutta, turvotusta, tunnon muutosta, verenkiertohäiriöitä tai epätavallisia reaktioita, pyydä välittömästi neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta. Jos sinulle kehittyy allerginen reaktio j/ai/ai ihosi kutiaa ja punoitaa kosketettaessa nahan läikkeen mihin tahansa osaan, lopeta sen käyttö ja ota välittömästi yhteysty terveydenhuollon ammattilaiseen. Ortosi on asettettava suoraan kuvalle iholle. Ortosi on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön, eikä sitä saa käyttää kontaktiurheilussa. Ortoseja ei saa käyttää samanaikaisesti oikeassa ja vasemmassa jalassa selänsäissään toiminnassa, jossa ortosi saattavat koskettua toisiaan ja aiheuttaa hallinnan menetyksen ja vamman. Ortosien pitää istua tiivistä mutta se ei saa häiritä verenkiertoa. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta oman liikkumisesi rajoituksista. Älä käytä avohaavojen päällä. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut j/ai/ai jos pakkaus on avattu. **Huomaa:** ota yhteysty valmistajasi ja toimittajasiens viranomaiseen, jos tämän tuotteen käyttö aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

OHJEET ORTOOSIN PUKEMISEEN VALMISTELUA VARTEN: (VAIN ALKUSUOVIEN YHTYHEDESSÄ)

- Irrota reiden ja pohkeen magneettisalvat
- Istu tuolin reunalla ja kiemaa jalkaa 45 asetteta, aseta sarana polvivuoliumon yläosaan ja hieman jalan keskiviivan eteen silhen kohtaen polvessa, jossa väisa on kuiva (1)
- Kinnitä reiden ja pohkeen magneettisalvat ja varmista, että soljet ovat kiinni (kuva 2)
- Kirista reiden ja pohkeen ympäröshinoja niin, että ne istuvat tiukasti, ja teekeaa ylimääräinen materiaali pois (kuva 3)
- Suorasta jalka, aseta keskivaijaset polvinivelen terveelle puolelle siten, että etureuna tulee keskelle jalan keskiviivaa (kuva 4)
- Pida keskivaijaiden asento vakaana ja irrota samalla reiden takaoaan kuormitushihna keskivaijaiden hauntekukinnittimesta, vedä se tiukalle, kiinnitä se uudelleen hauntekukinnittimeen ja teekeaa ylimääräinen materiaali pois. Toista sama pohkeelle (kuva 4)
- Varmista, että BOA™-säätimet ovat täysin onnetussa asennossa kiertämällä säädintä vastapäivään ja vetämällä hihoja polven takaoasaa kohti
- Pida keskivaijaiden asento vakaana ja irrota samalla reiden etuoan kuumittushihna keskivaijaiden hauntekukinnittimesta, vedä se tiukalle, kiinnitä se uudelleen hauntekukinnittimeen ja teekeaa ylimääräinen materiaali pois. Toista sama pohkeelle (kuva 5)
- Tee reiden kinnitys lukittamalla jalka takaisin 45 asetteta koukistettuun asentoon, kiristämällä tarpeen mukaan kiertämällä BOA™-säätimiä myötäpäivään ja merkittävällä kohta painettuna asteikkoa. Toista sama pohkeelle (kuva 6)

PUKEMISOHJEET:

- Irrota reiden ja pohkeen magneettisalvat
- Istu tuolin reunalla ja kioukista jalkaa 45 asetteta, aseta sarana polvivuoliumon yläosaan ja hieman jalan keskiviivan eteen silhen kohtaen polvessa, jossa väisa on kuiva (1)
- Kinnä olet suk, kiinnitä reiden ja pohkeen magneettisalvat
- Tuo reiden ja pohkeen soljet suljettuun asentoon
- Säädä reiden ja pohkeen ympäröshinoja tarpeen mukaan

TELESKOOPPIMANSETTIEN SÄÄTTÄMINEN:

- Poista joko reiden tai pohkeen mansettien pehmuste vetämällä pehmuste pois mansettista
- Poista mansettien ruiuin kanta tavallisella talttapaisella ruuvimeissellä vastapäivään. Laita ruuvi talteen.
- Toista tämä toiselle ruuville
- Nosta tanko ylös ja irri mansettista ja aseta se haluamaasi paikkaan
- Työnä ruuvi pystytangossa olevaan aukon läpi ja kiristä se kiinni kiertettävällä sisäkeksessä, kunnes kuulat 2 naksahdusta, jotka tarkoittavat kinnityksen tapahtuneen kunnolla
- Toista tämä toiselle ruuville
- Kiinnitä pehmuste asettamalla se mansettin sisäpinnalle, varmista, että se peittää täysin mansettin, ja paina se kevyesti paikalleen tartuttamalla päälle

HIHNAAN RAOJITTIMEN ASENNUSOHJEET: Irrota nivelnastapehmuste. Jos kyseessä on ojennusrajittimen, löysää 4-40-ruuvia ja irrota se (irrota mahdollinen valmimo oleva rajittin). Työnä halutu ojennusrajittin saranan etuoan kohdistamalla se yhteen loveen ja aseta ruuvi takaisin ja kiristä se. Toimi vastaavasti koukistusrajoittimien tapauksessa ja löysennä 4-40-ruuvia, irrota se, aseta halutu koukistuksen rajittin saranan takaoaan kohdistan sen kumpaankin loveen, aseta ruuvi takaisin paikalleen ja kiristä se.

Ojennusrajoittimet: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Koukistusrajoittimet: 20°, 30°, 60°, 75°, 90°

PUHDISTUSOHJEET: Pese käsien lämpimällä vedellä miedossa saippuainuokkessa ja huuhtele hyvin. RIIPIUSTA KUIVUAMAAN. Huomaa: jos tuotetta ei huuhdella huolellisesti, saippuajamat voivat aiheuttaa ärsyytystä ja haurastuttaa materiaalia.

TAKUU: DJQ, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaistet tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluttua myyntipäivästä.

Tarkoitettu käytettäväksi yhdellä potilaalla. Vain lääkäriin määräyksestä VALMISTUKSESSA EI OLE KÄYTTY LUONNONKUMILATEKSIÄ

HUOMAUTUS: VAIKKA USIMPIA TEKNIKKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ ON PYRYTTÄ VARMISTAMAAN, ETTE TOIMIVUUS, VAHVUUS, KESTÄVYYS JA MUKAVUUS OLISIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUUTA EI ANNETA SIITÄ, ETÄ VAHVUUS VOITAISIN ESTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ.

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

ÚČEL POUŽITÍ: Tato ortéza je určena ke zmírnění bolesti. Podporuje totiž tělo při vedení a stabilizaci kolenního kloubu.

INDIKACE: U pacientů s příznaky fyzickým nátezem nebo radiografickým důkazem středně těžké až těžké jednokomorové osteoartrózy kolenního kloubu, po rekonstrukční operaci menisku pouze v případě, kdy je indikována jednokomorová reaktice nebo svalu varus/valgus, které mohou těžit z jednokomorové snižení záteže.

KONTRAINDIKACE: Pokud jste alergický z materiálu používaného v tomto produktu, produkt nepoužívejte.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Ortéza byla navržena tak, aby odpovídala nejrůznějším variantám léby, které jsou vhodné v úšje uvedených stavů, a musí se používat pod dohledem lékaře, který stanoví četnost, dobu trvání a pokrytí k používání. Prostředek musí předepsat a nasadit kvalifikovaný zdravotník pracovní. Nastavení ROM se smí měnit pouze pod dohledem zdravotníka. Pokud při používání ortézy pocijíte jakoukoliv bolest, pocit upohodli, otok, změnu citu při dotyku, problémy s krevním oběhem nebo jakékoli neobvyklé reakce, ihned vyhleďte pomoc lékaře. Pokud se u vás po kontaktu s jakoukoliv částí tohoto prostředku objeví alergická reakce nebo sbo u vás začnou bránit kůže, prostředek dle nepoužívejte a ihned kontaktujte lékaře. Ortézu je nutné navlékat na suchou kůži. Ortéza je určena k použití u jednoho pacienta. Není určena k použití při kontaktních sportech. Během činnosti, při kterých může dojít k vzájemnému kontaktu, se ortézy nesmí nosit zároveň na pravé i levé noze. Mnoho by dojit ke ztrátě ortézy a ke zranění. Ortéza se musí nasadit pevně, ale nesmí bránit krevnímu oběhu. Ortéze omezí vašich aktivite se poradte s lékařem. Nepříkadejte na otevřeně rány. Pokud je prostředek poškozený nebo pokud je obal otevřen, prostředek nepoužívejte. **Poznámka:** Pokud dojde souvislosti s použitím tohoto prostředku k závažné nevolnosti, přibude, ozranění a výrobci a příslušnému úřadu.

INFORMACE PŘED POUŽITÍM: (POUZE PŘI PRVNÍM NÁSAZENÍ)

- Odpojte magnetické západky na stehenni a lýtkové části
- Sedněte si na kraj židle, ohněte nohu v úhlu 45 stupňů, kloub umístěte na vrchol čerstky a lehce před středovou linií nohy na pozicišeném kompartimentu (obrázek 1)
- Připojte magnetické západky na stehenni a lýtkové části a zkontrolujte, jestli jsou správně v zašitném polohu (obrázek 2)
- Utáhněte stehenni a lýtkové obvodové popruhy, aby dobře přiléhaly a přebytečný materiál odřizněte (obrázek 3)
- Nohu narovnejte a přiložte centrální postroj na nepozicišenou stranu kolenního kloubu s přední hranou ve středové linii nohy (obrázek 4)
- Zadržte centrální postroj ve správné poloze, odepněte zadní stehenni nosný popruh od poukta suchého zipu centrálního postroje, pevně jej utáhněte, znovu jej připevněte k pouku suchého zipu a odřizněte přebytečný materiál. Postup opakujte na lýtku (obrázek 4)
- Při odtěžení otopného ovladače potř směru hodinových ručiček a začněte otáčovat BOA™ ve zcela vysunutou poloze
- Zadržte centrální postroj ve správné poloze, odepněte přední stehenni nosný popruh od poukta suchého zipu centrálního postroje, pevně jej utáhněte, znovu jej připevněte k pouku suchého zipu a odřizněte přebytečný materiál. Postup opakujte na lýtku (obrázek 4)
- K utážení na stehenni nohu znovu ohněte v úhlu 45 stupňů, otčte otopný ovladač BOA™ směru hodinových ručiček, podle potřeby upravte stehenni a lýtkové obvodové popruhy, a nastavte měrné stupnici. Postup opakujte na lýtku (obrázek 6)

INFORMACE K POUŽITÍ:

- Odpojte magnetické západky na stehenni a lýtkové části
- Sedněte si na kraj židle, ohněte nohu v úhlu 45 stupňů, kloub umístěte na vrchol čerstky a lehce před středovou linií nohy na pozicišeném kompartimentu (obrázek 1)
- Při otevřených sponách připojte magnetické západky na stehenni a lýtkové části
- Stehenni a lýtkové spony zasuňte
- Podle potřeby upravte stehenni a lýtkové obvodové popruhy

ÚPRAVA TELESKOPIČKÝCH MANŽET:

- Vyáhňete podložku stehenni nebo lýtkové manžety
- Poista manšettů ruiuin kanta tavallisella talttapaisella ruuvimeissellä vastapäivään. Laita ruuvi talteen.
- Postup opakujte u druhého šroubu
- Zvedněte podpěru směrem nahoru od manžety a umístěte je na požadované místo
- Vložte šroub do výseku na svislé podpěře a utáhněte jej do závitové vložky dokud neuslyšíte 2 zvuky zrnaený povrch zábr.
- Postup opakujte u druhého šroubu
- Zajistěte podložku umístěním na vnitřní povrch manžety, zkontrolujte, jestli poskyjete plně krytí, a lehce přitlačte na místo suchého zipu

POKYNY K INSTALCI ZARÁŽKY KLOUBU: Odpojte kondlypudu podložku i extenční záražky uvolněte a vsyrbujte šroub 4-40 (vyjměte stavovací záražky a nastavte extenční záražky vložte do přední části kloubu, zarovnejte s jedním zážerem a ovládněte a utáhněte šroub. U flekčníh záražek postupujte obdobně. Uvolněte a vsyrbujte šroub 4-40, požadovanou flekční záražku vložte do zadní části kloubu, zarovnejte oba zážery a ovládněte a utáhněte šroub.

Extenční záražky: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flekční záražky: 20°, 30°, 60°, 75°, 90°

POKYNY K ČISTĚNÍ: Perte ručně v teplé vodě jemným mýdlem a důkladně opláchněte. SUŠTE NA VZDUCHU. Poznámka: Důkladně opláchněte, aby zbytký mýdla nevyvolaly podráždění a nepoškodily materiál.

ZÁRUKA: Společnost DJQ, LLC opraví nebo nahradí všechny části jednotky a jejího příslušenství při závadě materiálu nebo výrobni vadě zjištěné do šesti měsíců od data prodeje.

Určeno k použití u jednoho pacienta. Pouze na lékařský předpis NEBASAHE PŘÍRODNÍ PRÝVŮVÝ LALEX

OZNÁMENÍ: I KDYŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠICH TECHNIK VENOVAÑO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZISKÁNÍ MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILNÍ FUNKCE, SILY, TRVANLIVOSTI A POKODLÍ, NELE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVANÍ TOHOTO PRODUKTU ZABRÁNÍ PORANĚNÍ.

PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRECTA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRECTO DO DISPOSITIVO.

UTILIZAÇÃO PREVISTA: Esta ortótese foi concebida para aliviar a dor ao proporcionar apoio ao corpo e orientar e estabilizar a articulação do joelho.

INDICAÇÕES: Para pacientes com sintomas, alterações físicas ou evidências radiográficas de osteoartrite unicompartimental moderada a grave do joelho, no pós-operatório da reparação do menisco, apenas quando a análise do compartimento está em estado de sensação, problemas de circulação ou qualquer reacção anormal enquanto usa a ortótese, consulte imediatamente um profissional de saúde. Se desenvolver uma reacção alérgica e/ou manifestar prurido ou vermelhidão na pele após o contacto com qualquer parte deste dispositivo, interrompa a respectiva utilização e entre imediatamente em contacto com o seu médico. A ortótese deve ser utilizada directamente junto à pele seca. A ortótese destina-se a ser utilizada num único paciente e não se destina a ser utilizada em desportos de contacto.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: A ortótese foi concebida para complementar os diversos tratamentos médicos comuns às patologias acima indicadas e deve ser utilizada sob a supervisão de um profissional de saúde que determine a frequência e tempo de utilização, para além de dar instruções sobre a sua utilização. Este dispositivo deve ser prescrito e aplicado por um profissional de saúde qualificado. As definições de ROM (amplitude de movimento) não devem ser alteradas sem supervisão de um profissional de saúde. Se sentir qualquer dor, desconforto