

DONJOY®



OA Defiance™ PRO

Custom made



OA Defiance™ Classic



OA Defiance™ PRO OA Defiance™ Classic

Optimal anvendelse

Adjustable OA Defiance™ er DonJoys topprodukt indenfor OA knæskinner. Den er designet til den aktive OA patient som ikke vil gå på kompromis med sit høje aktivitetsniveau. Adjustable OA Defiance™ er ekstremt let og yder vedvarende støtte ved moderat til svær osteoarthritis. De bilaterale led giver støtte ved ligament instabilitet og arbejder sammen med en teleskopisk kondylpude, som patienten selv kan justere for at kontrollere belastningen.

Fordele og egenskaber

- Anatomisk formet på lårets inderside
- Drejelige D-ringe som kan følge benets bevægelse
- Basisbelastning på 1° til 7° er indbygget i skinnen (3° anbefales)
- Teleskopisk kondylpude kontrolleres af patienten
- Letvægts kulfiber ramme
- Gel-kondylpude med 100% hukommelse for bedre komfort
- Specialfremstillet baseret på patientens mål
- Anti-migrations strop på læggen
- Polycentriske knæ led
- Fås i 2 længder: standard eller kort
- ACL, PCL og CI strop konfiguration
- Mange muligheder for valg af farve og grafik
- 4-punkts system giver ligament stabilitet
- Kan leveres som almindelig Defiance

Bestillingsinformationer

Adjustable OA Defiance™		
Størrelse	Lår	Læg
Minimum	31,8 cm	26 cm
Maksimum	97 cm	66,5 cm

Skinen fremstilles efter mål ved brug af værktøjet CCMI Mark III.