



Anatomisk konturtilpasset knæpude af silikone



Fleksible bilaterale stivere

DONJOY®

## GenuForce® GenuForce® Plus

### Optimal anvendelse

Elastisk strikket knæbandage med knæskalspude. GenuForce® bandagens anatomisk formede knæpude beskytter og støtter knæskallen, mens de fleksible bilaterale sidestivere aflaster og stabiliserer knæledet.

**Indikationer:** • Støtte og kompression efter akut og kronisk knæskade samt mild knæartrose • Patellofemoral smerte (knæsmerter) • Mild knæinstabilitet  
• Forebyggelse af skader

### Fordele og egenskaber

- Proprioceptiv og neuromuskulær stimulering vha. kompression
- Anatomisk formet knæpude af silikone, der giver øget patellastabilitet, har en massageeffekt og forbedrer proprioception
- Fleksible bilaterale sidestivere, der giver medial og lateral støtte
- Anatomisk formet knæpude af silikone
- Fleksible bilaterale sidestivere

### Bestillingsinformationer



GenuForce®			
Varenummer	Omkreds lår	Omkreds læg	Størrelse
82-1750-1	37 – 40 cm	25 – 28 cm	1 = XS
82-1750-2	40 – 43 cm	28 – 31 cm	2 = S
82-1750-3	43 – 46 cm	31 – 34 cm	3 = M
82-1750-4	46 – 49 cm	34 – 37 cm	4 = L
82-1750-5	49 – 52 cm	37 – 40 cm	5 = XL
82-1750-6	52 – 55 cm	40 – 43 cm	6 = XXL
82-1750-7	55 – 58 cm	43 – 46 cm	7 = XXXL

GenuForce Plus			
Varenummer	Omkreds lår	Omkreds læg	Størrelse
82-1751-5	52 – 55 cm	37 – 40 cm	5+
82-1751-6	55 – 58 cm	40 – 43 cm	6+
82-1751-7	58 – 62 cm	43 – 46 cm	7+
82-1751-8	62 – 65 cm	46 – 49 cm	8+